

## SOROTECA

### 8.1. Amostras


Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

Trata-se de um tipo de controle de estoque, cujo objeto a ser armazenado e controlado, são tubos de ensaio e suas estantes.

#### 8.1.3. Desprezar

A seguir será apresentado o caminho localizar os tubos com amostras vencidas e descarta-los.

#### 1) Acessar o **Módulo Soroteca**.




The screenshot displays the main menu of the ESMERALDA VISUAL system. The menu items are:

- 1. Agendamento
- 2. Recepção
- 3. Laboratório
- 4. Imagem
- 5. Administrativo
- 6. Financeiro
- 7. Gerencial
- 8. Soroteca (highlighted with a red circle and a mouse cursor)

At the bottom of the interface, there is a footer area containing the text "interfaceamento visual" and "W E B S E R V I C E". Below this, there are several icons: a power button, a person icon, a telephone icon, and a document icon. On the left side of the footer, there is a small "Alterar" button and the text "Unidade: Unidade TCM 1" and "Unidade Física: Unidade Fisica TCM 1".

2) Clicar em **Amostras**.



**3) Clicar em Desprezar.**



The screenshot shows the ESMERALDA VISUAL Sorroteca interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: **Início**, **Amostras** (highlighted), **Cadastros**, **Consulta**, and **Relatórios**. On the right side of the navigation bar, it says "Ajuda" and "interfaceamento visual". Below the navigation bar, the user's name "Usuário: jaqueline" is displayed. On the left side, there is a vertical menu with three options: "Criar", "Colocar na geladeira", and "Desprezar". The "Desprezar" option is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The main content area is titled "Amostras" and contains a text box with the following text: "Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas." Below the text box, there is a large empty white space.

**4) Clicar em Cadastrar.**



**ESMERALDA VISUAL**  
W E B S E R V I C E

Sorroteca

**interfaceamento visual**  
W E B S E R V I C E

Ajuda

**Início** | **Amostras** | **Cadastros** | **Consulta** | **Relatórios** |

Usuário: jaqueline

**Amostras**

Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes, Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

Criar  
 Colocar na geladeira  
 Desprezar  
**Cadastrar**

5) Ao clicar em **Cadastrar**, abrirá uma tela para informar as amostras que serão descartadas. Seguir instruções abaixo.

**Soroteca - Desprezar amostras**

1) Somente as vencidas

2) Estante: <Selecione> 3) Alterar Estante 4) Geladeira: <Selecione>

Código da amostra: 6) prefix

5) 7) Desprezar 8) Desprezar Todas

Amostra	Material	Nível	Coluna	Linha	Status	Entrada	Desprezar	Operador
---------	----------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------	----------

9) Reordenar 10) Cancelar Retornar Avançar 11) Concluir

- 1) Somente as vencidas:** Marcar este check box para que na listagem de estantes sejam exibidas somente as estantes vencidas no dia atual.
- 2) Estante:** Selecionar a estante que encontra-se na soroteca que deseja desprezar, ou seja, é possível descartar amostras independente de estarem vencidas ou não.
- 3) Alterar Estante:** Clicar para alterar a estante.
- 4) Geladeira:** Selecionar a geladeira que a estante será armazenada contendo as amostras.
- 5) Código da amostra:** Utilizar o leitor de código de barras ou preencher manualmente o código da amostra que deseja desprezar.
- 6) Prefixo:** Utilizado para o lançamento manual das amostras. O prefixo memoriza os dígitos iniciais da amostra, não havendo necessidade de preenchê-la manualmente, desta forma será necessário preencher manualmente somente os dígitos finais da amostra.
- 7) Desprezar:** Campo utilizado para desprezar manualmente a amostra.
- 8) Desprezar Todas:** Clicar para desprezar todas as amostras da estante selecionada.
- 9) Reordenar:** Clicar para reordenar a lista para facilitar a operação de desprezar manualmente as amostras da estante.
- 10) Cancelar:** Clicar para cancelar a operação.
- 11) Concluir:** Clicar para concluir o procedimento.