



WWW.TCMNET.COM.BR

## LOCALIZANDO SEU HASP ID

1. Primeiro passo: Acesso o Esmeralda Visual, clicando duas vezes em seu ícone.





WWW.TCMNET.COM.BR

2. Clique no ícone de configuração, representado por uma engrenagem.

http://www.tcmnet.com.br/ev/default.asp

Pesquisa...

EV :: ABR/05 A15.05

TCM

**ESMERALDA VISUAL**  
Sistema Inteligente para Laboratórios Clínicos

Alterar

Agendamento

Recepção

Laboratório

Imagem

Administrativo

Financeiro

Gerencia

Biblioteca

Unidade: Unidade TCM 1

Unidade Física: Unidade Física TCM 1

TCM Informática Ltda. Todos os direitos reservados.



WWW.TCMNET.COM.BR

3. Acesse no menu esquerdo a opção, "EV Ferramentas".

http://www.tcmnet.com.br/ev/default.asp

ESMERALDAVISUAL

Configuração

- Sistema
- EV Server Agent
- EV Ferramentas**
- Segurança
- Defaults
- Internet
- Aparência
- Estação


Seu equipamento...

Unidade: Unidade TCM 1

Unidade Física: Unidade Física TCM 1

TCM Informática Ltda. Todos os direitos reservados.

4. Clique na opção "Diversas" e depois clique na seta de "select" a direita.



ESMERALDAVISUAL  
Sistema Inteligente para Laboratórios Clínicos

Configuração

EV Ferramentas :: Diversas

Status:

Função:

Unidade: Unidade TCM 1  
Unidade Física: Unidade Física TCM 1

TCM Informática Ltda. Todos os direitos reservados.






WWW.TCMNET.COM.BR

5. Selecione a função "HASP ID".

The screenshot shows a web browser window displaying the TCM interface. The browser address bar shows <http://www.tcmnet.com.br/ev/default.asp>. The page title is "ESMERALDAVISUAL". The main content area is titled "Configuração" and "EV Ferramentas :: Diversas". A dropdown menu is open under "Função:", listing various functions. The function "HASP ID" is highlighted with a red box. Other functions listed include "Apoio Atualizar Equipamento", "Atendimento Atualiza Preços", "Campos Disponíveis para Comprovante Coleta", "Campos Disponíveis para Etiqueta Carteira", "Campos Disponíveis para Etiqueta Coleta", "Campos Disponíveis para Etiqueta Conferência", "Campos Disponíveis para Etiqueta Movimento", "Campos Disponíveis para Laudo", "Campos Disponíveis para Mapa Trabalho", "Criar Pastas de Trabalho", "Desativa contas de login", "Gerenciador do EV", "Gincana Melhores Tempos", "Licenças inserir nova chave", "Limpa Cache", and "Tabela de Preços Atualizar".

Unidade: Unidade TCM 1  
Unidade Física: Unidade Física TCM 1

6. Com a Função "HASP ID" selecionada, clique em executar.



ESMERALDAVISUAL  
Sistema Inteligente para Laboratórios Clínicos

Configuração

EV Ferramentas :: Diversas

Status:

Função: HASP ID


1 2

Unidade: Unidade TCM 1  
Unidade Física: Unidade Física TCM 1

TCM Informática Ltda. Todos os direitos reservados.



7. Irá abrir uma tela com uma numeração, clique em "OK".





8. Seu "HASP ID" irá aparecer no canto superior esquerdo. Basta copiar o mesmo e informar ao suporte.

